


UTENSILI per capicorda preisolati



Codice	Sezione (mm ²)	L (mm)	Peso (gr.)	Confezione pz.
9007	0,50 ÷ 6,00	220	500	1

Utensile in lastra acciaio tranciata con matrici in microfusione, manici in plastica. Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Adatto per capicorda preisolati da 0,5 a 6 mm².

UTENSILI per capicorda non isolato a colletto aperto



Codice	Sezione (mm ²)	L (mm)	Peso (gr.)	Confezione pz.
9020	0,50 ÷ 6,00	185	210	1

Pinza in lastra acciaio tranciata, manici in plastica. Adatta per capicorda non isolati, a colletto aperto da 0,5 a 6 mm².



Codice	Sezione (mm ²)	L (mm)	Peso (gr.)	Confezione pz.
9049	0,50 ÷ 6,00	225	510	1

Utensile in lastra acciaio tranciata con matrici in microfusione, manici in plastica. Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Adatto per capicorda non isolati, a colletto aperto da 0,5 a 6 mm².